

Häufig gestellte Fragen zum Vitamin D Schnelltest



Was kann mit dem neuen **Vitamin D Schnelltest** nachgewiesen werden?

Mit dem **Vitamin D Schnelltest** können Sie Ihren Vitamin D-Spiegel im Blut einordnen. Durch Abgleich mit der mitgelieferten Skala, können Sie einschätzen, ob Ihr Vitamin D-Spiegel unter 10 ng/ml liegt, zwischen 10 und 30 ng/ml oder dem angestrebten Wert zwischen 30 und 100 ng/ml.

Kann ich den **Vitamin D Schnelltest** selbst zu Hause durchführen?

Ja, Sie können den **Vitamin D Schnelltest** bequem selbst zu Hause durchführen. Nach nur 10 Minuten erhalten Sie Ihr persönliches Testergebnis.

Wie funktioniert der **Vitamin D Schnelltest**?

Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei bekannten Antigen-Schnelltests für zuhause: die Probe wird mit einem Puffer vermischt und wandert in der Testkassette nach oben. Auf der Membran befinden sich Vitamin D-Bindestellen im Bereich der „Positivlinie“. Die in der Probe vorhandenen Vitamin D-Moleküle verdrängen mit Farbstoff markierte Vitamin D-Moleküle an dieser Linie. Je höher die Konzentration an Vitamin D, desto schwächer die Farbintensität an der Positivlinie, sobald der Puffer die Farbreaktion ausgelöst hat.