

PRESSEMITTEILUNG

November 2015

NEU: Leukomed® Control postoperative Wundauflage

Jederzeit visuelle Wundkontrolle



Besonders für den Einsatz in der ästhetischen und plastischen Chirurgie wie auch für den gesamten Bereich der Chirurgie hat BSN medical, Hamburg, eine postoperative Wundauflage einer neuen Generation entwickelt.

Seit September 2015 ist Leukomed® Control erhältlich – ein keimdichter und wasserabweisender Folienverband, der als transparente Wundauflage Gel-Inseln besitzt. Der kristallklare Durchblick ermöglicht jederzeit eine Wundinspektion. Der innovative Aufbau unterstützt den Heilungsprozess und erzielt hohen Tragekomfort, auch in Bewegung.

Die Wunde stets im Blick

Narben lassen sich nach Operationen nicht vermeiden, wünschenswert ist aber ein ästhetisches Gesamtergebnis. Daher stehen chirurgische Wunden, insbesondere in der ästhetischen und plastischen Chirurgie, grundsätzlich unter besonderer Beobachtung, um erste Anzeichen einer Infektionen frühzeitig zu erkennen und sofortige Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.

Mit Leukomed® Control ist jederzeit eine genaue Wundinspektion möglich – ein Verbandwechsel braucht daher nicht mehr routinemäßig, sondern nur noch im Bedarfsfall erfolgen. Der kristallklare Folienverband kann je nach Wundzustand bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben. Währenddessen hat zusätzlich auch der Patient die Möglichkeit, die Wunde zu beobachten. Neben der Wundruhe besitzt Leukomed® Control weitere heilungsfördernde Eigenschaften.

Der Kluge gibt nach: Folienverband mit anschmiegsamen Gel-Inseln

Auch der innovative Aufbau und die einzelnen Komponenten machen Leukomed® Control zum Spezialverband der Wahl nach operativen Eingriffen. Neben der ausgezeichneten Transparenz zeichnet sich der wasserfeste und atmungsaktive Folienverband durch die Wundauflage in Form von Hydro-polymer-Gel-Inseln aus. Sie absorbieren zuverlässig kleinere Mengen an überschüssigem Wundexsudat und schließen es sicher ein. Es kann sich ein optimales Feuchtigkeitsmilieu entwickeln, das die Wundheilung unterstützt.

Bei Bewegung ändern die anschmiegsamen Hydro-polymer-Gel-Inseln in geringem Maße ihre Ausrichtung – sie geben nach und verhindern Spannungen und Verdrehungen.



All inclusive mit der multifunktionellen Trägerfolie

Auch die extradünne, hochelastische Trägerfolie verfügt über eine hohe Flexibilität in Längs- und Querrichtung und passt sich Körperkonturen ideal an. Zudem besitzt sie eine ausgezeichnete Durchlässigkeit für Wasserdampf, die Feuchtigkeitsansammlungen und Mazerationen verhindert.

Die Trägerfolie ist keimdicht und schützt so vor exogenen Kontaminationen. Gleichzeitig ist sie wasserfest und ermöglicht daher die tägliche Hygiene mit Duschen und Waschen. Für die sichere Fixierung auf der Haut sorgt der duschfeste Kleberand.



Indikation und Kontraindikation

Leukomed® Control ist indiziert bei trockenen und leicht exsudierenden akuten Wunden, wie chirurgischen Wunden, bei oberflächlichen Verbrennungen ersten und zweiten Grades, bei Spalthautentnahmen sowie bei Platz- und Schürfwunden.

Kontraindiziert ist der Einsatz bei chirurgischen Implantationen, zur Kontrolle schwerer Blutungen, bei Verbrennungen dritten Grades sowie zur Applikation in tiefen Kavitäten und Nebenhöhlen. Unter einem Kompressionsverband und bei Strahlentherapie sollte der Verband nicht verwendet werden.

Einfache Applikation, unterschiedliche Abmessungen

In vier Schritten lässt sich Leukomed® Control perfekt applizieren:

- 

Nach Abziehen der unteren, durchsichtigen Hilfsfolie liegt die Haftfläche frei.
- 

Der Folienverband wird links und rechts außen festgehalten und mit den Gel-Inseln auf der Wundfläche platziert.
- 

Die weiße Applikationshilfe wird abgezogen, der Verband so glatt gestrichen, dass die Ränder sicher und faltenfrei kleben.
- 

Abschließend die oberen Träger an den beiden roten Markierungen vorsichtig nach rechts und links abziehen.

Detaillierte Applikationshinweise gibt ein Clip im BSN Videokanal, zu finden über www.bsnmedical.de.

Leukomed® Control ist in 5 Abmessungen von 5 x 7 cm bis 10 x 35 cm erhältlich.

In Summe erzielt Leukomed® Control einen ausgezeichneten Tragekomfort – in der Klinik, zuhause, in Ruhe und in Bewegung. Die Vorteile für Arzt und Patient liegen klar auf der Hand: Reduzierter Behandlungsaufwand, heilungsfördernde Wundruhe und angenehme Trageeigenschaften. Damit ist Leukomed® Control prädestiniert für den Einsatz in der postoperativen Wundversorgung, vor allem in der ästhetischen und plastischen Chirurgie.



AAB01145.001