

# DESCOLIND COMFORT



## WASH

### Parfümhaltige Waschlotion - normale Haut

- Mit frischem Duft
- Für die normale Haut
- Reinigt mild mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin

#### Produktbeschreibung

**DESCOLIND COMFORT WASH** ist eine pH-hautneutrale Waschlotion für die milde Reinigung der normalen Haut und zeichnet sich vor allem durch seinen angenehm frischen Duft aus.

**DESCOLIND COMFORT WASH** enthält Allantoin, Rückfetter und Glycerin, die einem Austrocknen der Haut durch die Händewaschung entgegenwirken. Die blaue Einfärbung des Produktes dient der besseren Füllstandskontrolle.

#### Anwendungsgebiete

Zur regelmäßigen Waschung von Händen und Haut. Für die Händewaschung: **DESCOLIND COMFORT WASH** ist gut geeignet für die Händereinigung bei Verschmutzungen, die einer besonders hautfreundlichen

Reinigung bedürfen. **DESCOLIND**

**COMFORT WASH** ist auch geeignet zur Händereinigung vor der chirurgischen oder vor bzw. nach der hygienischen Händedesinfektion.

#### Anwendung

Händewaschung: Waschlotion mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen, Hände und Fingerzwischenräume gründlich abspülen und mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.

#### Ingredients

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, ALLANTOIN, GLYCERIN, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, PARFUM, CI42090.

#### Praxistipp: Spenderhygiene

Bei Neubestückung eines Wandspenders mit DESCOLIND COMFORT WASH sind die Empfehlungen des Herstellers sowie die Vorgaben des RKI zur Aufbereitung des Spendersystems zu berücksichtigen. Eine Aufbereitungsempfehlung für unsere Wandspender finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com) oder stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESCOLIND COMFORT WASH	Flasche	500ml	20	00-607-005-01	16660862
	Flasche	1 L	12	00-607-010-01	16660856
	Kanister	5 L	3	00-607-050-01	16660879
Dosierhilfen	Dosierpumpe	500 ml/1000 ml	1	00-906-005-02	
	Kanisterhahn	2 L/5 L/10 L	1	00-907-000	
	Kanisterschüssel		1	00-909-050	

